

**S.A. Sartorius Belgium N.V.**

Rue Colonel Bourg / Kolonel Bourgstraat 105 - 1030 Brussel / Bruxelles  
rcb/hrb 598406 - tva/btw BE 0456.749.937

Tel: 02/481.84.12  
Fax: 02/481.84.11

Mail: service.belgium@sartorius.com  
Web: www.sartorius.be



**Rapport de Test**

*Instrument de pesage*

Client: Sartorius Belgium  
Ville: 1030 Brussel  
Service: QC 101

Rapport N°: PRX - 210224 - 12 F

Instrument Type: MCA224S-2CEU-I  
N° de serie: 12345678  
N° Id. Intern: Weegschaal 1

Données métrologiques  
Max = 220g  
d = 0.0001g  
e = 0.001 g l

Références utilisées  
Set de poids N° GWI 9571 E2 v

Conditions ambiantes: Stable  
Tolérances suivant: EN45501 period.

**Fidélité (≈ 1/2 Max)**

Pesée N°:	Avant	Après	
1	100.0000 g		
2	100.0000 g		
3	100.0000 g		
Avant 0 g		En tolérance	
Après		Pas d'application	
EMT 0.002 g			

**Excentration (≈ 1/3 Max)**

Position	Avant	Après							
1	69.9999 g								
2	69.9999 g								
3	69.9999 g								
4	70.0000 g								
5	69.9999 g								
EMT 0.002 g									
Avant En tolérance		<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table>		3	1	4	2		5
3	1			4					
2				5					
Après Pas d'application									
Ref Display									

**Linearité**

load	Avant	Après	EMT
1 g	1.0000 g		0.001 g
20 g	20.0000 g		0.001 g
50 g	50.0000 g		0.001 g
100 g	100.0000 g		0.002 g
150 g	149.9999 g		0.002 g
200 g	199.9999 g		0.002 g
Avant En tolérance			
Après Pas d'application			

**Conclusions**

Avant intervention  
Instrument en tolérance

Interventions effectués  
Mise à niveau  
Calibration interne  
Ajustage mécanique / électronique  
Réparation de l'instrument  
MA:contrôle temperature

Après intervention  
Instrument en tolérance

v  
v

**Remarques**

V3.03

Date d'intervention 24/02/2021

Technicien: Philippe Roex

Date suivante: 02/2022

Signature: