

IKA

designed for scientists

FR

Trusted Solutions



for Your Laboratory

IKA Specials Q2/ 2026
Solutions de laboratoire innovantes

imLab



www.imlab.eu - info@imlab.eu



+33(0)3 20 55 19 11



+32(0)16 73 55 72

Profitez de nos offres à durée limitée sur les équipements de laboratoire indispensables.
Les réductions sont valables jusqu'au 30 juin 2026.



reddot winner 2022



Appareil de mélange et d'agitation universel et compact avec entraînement magnétique **IKA MIXSTER SET 4**

2+1
Year
Warranty*

- › Ensemble d'agitateurs magnétiques multipositions avec quatre unités d'entraînement
- › Pour mélanger jusqu'à 5 litres à une vitesse maximale de 3000 tr/min par unité
- › Peut être étendu jusqu'à 30 postes d'agitation
- › Peut être transformé en agitateur magnétique avec 9 postes d'agitation pour les récipients de petit volume

référence: 0020027390

~~€ 1.620,00~~ **€ 1.458,00**

-10%

Agitateur-secoueur **MS 3 control**

2+1
Year
Warranty*



- › Petit agitateur compact et universel adapté aux tâches d'agitation avec tous les petits récipients et plaques microtitration.
- › Large gamme d'accessoires
- › Détection des accessoires
- › Minuterie avec fonction de compte à rebours
- › Stable dans toutes les plages de vitesse
- › Fonctionnement continu ou tactile (avec accessoire standard)

référence: 0020016017

~~€ 1.091,00~~ **€ 981,90**

-10%

mélanger, chauffer,
refroidir – tout en un



+ Pipette
gratuite



Thermoshaker MATRIX Orbital Delta Plus

- › Grand écran clair avec une structure de menu pratique
- › Fixation rapide et solide pour un changement rapide et facile des inserts/accessoires
- › Mélange rapide et efficace des liquides avec une vitesse pouvant atteindre 3 000 tr/min et un diamètre d'agitation de 3 mm
- › Exécution automatique des tâches de mélange, de chauffage et de refroidissement grâce à des rampes programmables

référence: 0010006853

~~€ 2.839,00~~ € 2.555,10

-10%

2+1
Year
Warranty*



Broyeur MultiDrive basic

- › Pour une large gamme de tâches de broyage impliquant un broyage grossier et fin
- › Excellentes performances de broyage avec des vitesses de rotation variables (de 3 000 tr/min à 20 000 tr/min)
- › Avec fonctionnement intermittent sur simple pression d'un bouton
- › Avec refroidissement intégré pour une dissipation indirecte de la chaleur

référence: 0025002638

~~€ 3.835,00~~ € 3.451,50

-10%

2+1
Year
Warranty*

* Les récipients ne sont pas compris dans la livraison.



Broyage à usage unique ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control Workstation

- › Disperseur puissant pour un mélange, une dispersion, un broyage et une homogénéisation optimaux
- › Spécialement conçu pour le traitement en toute sécurité d'échantillons infectieux, toxiques ou très odorants
- › Avec des tubes scellables et jetables pour éliminer le risque de contamination croisée
- › Conditions de test programmables

référence: 00250085836

~~€ 1.820,00~~ € 1.638,00

-10%

2+1
Year
Warranty*

NOUVEAU



Solution de dispersion T 10 battery Complete Solution

2+1
Year
Warranty*

- › Solution complète pour les opérations de dispersion sur paillasse
- › Comprend un outil de dispersion réutilisable en acier inoxydable (5 mm), un statif et une noix de serrage
- › Grand écran LCD pour une lecture facile des paramètres
- › Moteur CC sans balais pour un fonctionnement plus silencieux
- › Réglage précis de la vitesse avec valeurs numériques
- › Fonctions minuterie et compteur
- › Batterie rechargeable avec deux options de charge

référence: 0010015688

~~€ 2.335,00~~ € 1.868,00

-20%



Solution de dispersion T 18 digital Solution

2+1
Year
Warranty*

Solution complète avec disperseur T 18 digital

Contenu de la livraison

- › T 18 digital ULTRA-TURRAX®
- › S 18 N - 19 G Outil de dispersion
- › R 1826 Statif
- › R 182 noix de serrage

référence: 0009024700

~~€ 2.549,00~~ € 2.294,10

-10%

Pour agiter des
quantités allant
jusqu'à 20 l (H₂O)



Agitateur à hélice RW 20 digital Package

2+1
Year
Warranty*

- › Avec affichage numérique
- › Conception robuste, mince et ergonomique
- › Avec entraînement à puissance constante
- › Deux plages de vitesse pour une utilisation universelle de 60 à 2 000 tr/min
- › Arbres creux traversant (uniquement à l'arrêt)

référence: 0009011600

~~€ 1.599,00~~ € 1.439,10

-10%

Calibrage entièrement automatisé par des robots



Manipulation de liquides IKA PETTE Classic Kit

- › Pipettes mécaniques à coussin d'air fabriquées en Allemagne
- › Couvre une plage de volume de 2 à 1000 µl
- › Entièrement autoclavables

Le kit comprend:

- › trois pipettes monocanal à volume variable
- › un support Linea
- › deux boîtes d'embouts de pipettes

référence: 0010013011

~~€ 713,00~~ € 641,70

-10%

2+1
Year
Warranty*

Avec le réfrigérant naturel R290



Circulateur de refroidissement et de chauffage HRC 2 GREEN basic

- › Système de réfrigération à vitesse contrôlée avec une capacité de refroidissement de 620 W
- › Avec une plage de température de fonctionnement de -30 °C à 100 °C
- › Avec une pompe à pression et à aspiration puissante et à variation continue en PEEK : (0,5 bar; 22 l/min)
- › Puissance de chauffage de 1500 W

référence: 0020128734

~~€ 4.881,00~~ € 4.392,90

-10%

2+1
Year
Warranty*

ECO
energy-efficient
technology

Quatre pompes Watson-Marlow intégrées



Découvrez nos solutions de biotransformation HABITAT photo cell

- › Conception compacte et peu encombrante, dimensions: 223 x 402 x 450 mm (L x P x H)
- › Capteurs de dernière technologie pour une meilleure visibilité et un contrôle accru
- › Tablette à grand écran pour une utilisation facile (10,4 pouces)
- › Logiciel de contrôle intuitif et facile à utiliser, qui permet une configuration initiale simple et une assistance utilisateur intuitive tout au long du processus

référence: 0010007553

sur demande

2+1
Year
Warranty*

NOUVEAU



Incubateur à refroidissement et agitation INC 125 FCS digital

- › Vitesse d'agitation élevée de 10 à 300 tr/min
- › Course d'agitation: 25 mm (en option: 20 mm) pour un apport d'oxygène optimal
- › Mode décontamination (100 °C) pour prévenir la contamination croisée
- › Large plage de température : 5 °C à 80 °C
- › Fonction de dégivrage avec évacuation continue de l'eau par l'ouverture de vidange

référence: 0020135425 (SP20) | 0020136638 (SP25)

~~€ 7.798,00~~ € 7.018,20

-10%

2+1
Year
Warranty*

ECO
energy-efficient
technology



Bienvenue dans la base de connaissances IKA

/// Trouvez des informations et des connaissances pratiques

Découvrez une collection d'articles informatifs et d'exemples pratiques présentant diverses applications dans le domaine des laboratoires. Grâce à notre collaboration étroite avec des partenaires et des clients issus de divers secteurs, nous avons acquis un savoir-faire précieux que nous sommes ravis de partager avec vous. Notre objectif est de vous fournir des informations et des connaissances pratiques qui vous aideront à rendre vos processus plus efficaces.

Filtrez par secteur d'activité et par application pour trouver les articles qui vous intéressent le plus.

