

IKA

designed for scientists

FR



The Heart of Laboratory Innovation
Designed for You. Ready for the Future.

IKA Specials Q3/ 2026
Solutions de laboratoire innovantes

imLab



www.imlab.eu - info@imlab.eu



+33(0)3 20 55 19 11



+32(0)16 73 55 72

Profitez de nos offres à durée limitée sur les équipements essentiels de laboratoire.
 Profitez dès maintenant de vos réductions!
 Les réductions sont valables jusqu'au 30 septembre 2026.

NOUVEAU



Avec le bouton de commande sans fil PEN.WiCO

Pipette électronique **IKA PEN 5 – 100 µl**

- › Disponible en trois gammes de volumes différentes
- › Alimentée par une batterie lithium rechargeable pour une journée de travail complète avec une seule charge
- › Avec des modes intelligents tels que le pipetage inversé, le multi-distribution ou la dilution de deux liquides
- › Avec une fonction d'auto-étalonnage simple et intuitive
- › Structure intuitive du menu
- › Conception ergonomique qui s'adapte naturellement à votre main, réduisant ainsi la fatigue lors de tâches répétitives

2+1
 Year
 Warranty*

référence: 0020025102

~~€ 399~~ **€ 339,15**

-15%



IKA PEN App

NOUVEAU

Entièrement fabriqué
 par des robots
 « Made in Germany »



*Également disponible
 en version anodisée

Agitateur magnétique **RCT basic**

- › Puissance de chauffage de 800 W
- › Indice de protection IP 54
- › Conception compacte pour un encombrement réduit
- › Excellent couplage magnétique jusqu'à 1500 tr/min
- › Avec un concept de sécurité complet à plusieurs niveaux pour l'utilisateur et l'application
- › Avec mise en réseau intelligente et numérisation
- › Fonctions extensibles via une clé USB (disponible en accessoire)

2+8
 Year
 Warranty*

référence: 0025008259

~~€ 898~~ **€ 763,30**

-15%*



NOUVEAU

Agitateur magnétique RET basic

2+8
Year
Warranty*



- › Vitesse maximale de 1700 tr/min
- › Connexion facile aux capteurs et thermomètres sans fil
- › Fonctions intégrées de mise en réseau intelligente et de numérisation

référence: 0025008265

~~€ 1.298~~ € 1.103,30

-15%*



*Également disponible
en version anodisée



NOUVEAU

Combinaison avec sonde sans fil ETS-D7

2+1
Year
Warranty*

pH-mètre autonome
entièrement
fonctionnel



- › Pour une mesure et une lecture avancées de la température
- › Double interface de commande avec synchronisation automatique des valeurs entre l'agitateur magnétique et la sonde
- › Batterie rechargeable pour 40 heures de fonctionnement (affichage à 100%), 80 heures de fonctionnement (affichage à 50%)

référence: 0025008370

~~€ 498~~ € 423,30

-15%

Solutions complètes
disponibles sur
www.ika.com

NOUVEAU

Agitateur à hélice EUROSTAR 60 digital

2+1
Year
Warranty*



- › Taille réduite de 23% par rapport aux modèles précédents
- › Mesure de la tendance du couple
- › Mandrin Quick Sense sans clé
- › Salle blanche ISO 7/8
- › IP 54

référence: 0020105156

~~€ 1.648~~ € 1.400,80

-15%

NOUVEAU



Agitateur à hélice EUROSTAR 100 control

Fonctionnalités supplémentaires par rapport à la version digitale:

- › Mesure de la viscosité (mPas)
- › Mesure de couple haute précision +/- 1 Ncm
- › Capteur de vibrations
- › Lumière intégrée
- › Sens de rotation gauche/droite (mode intervalle)
- › Vitesse : démarrage progressif dans 3 modes
- › Mode de mélange chaotique

référence: 0020105159

~~€ 2.998~~ € 2.548,30

-15%

2+1
Year
Warranty*

NOUVEAU



Incubateur à refroidissement et agitation INC 125 FCS digital (SP25)

- › Vitesse d'agitation élevée de 10 à 300 tr/min
- › Amplitude d'agitation : 25 mm (en option : 20 mm) pour un apport d'oxygène optimal
- › Mode de décontamination (100 °C) pour prévenir la contamination croisée
- › Large plage de température : 5 °C à 80 °C
- › Fonction de dégivrage avec évacuation continue de l'eau par l'orifice de vidange

référence: 0020136638

~~€ 7.799~~ € 7.019,10

-10%

2+1
Year
Warranty*

ECO
energy-efficient
technology



Avec le réfrigérant
naturel R290



Contrôle de la température pour viscosimètres CBC ROTAVISC SBS me-vi Package

- › Solution prête à l'emploi pour la mesure précise de la viscosité d'échantillons sensibles à la température
- › Le bain thermostatable couvre une plage de température allant de -25 °C à 125 °C
- › Peut accueillir deux béchers standard (600 ml)

référence: 0010014031

~~€ 7.568~~ € 6.811,20

-10%

2+1
Year
Warranty*

ECO
energy-efficient
technology



Agitateur magnétique industriel I-MAG Industry Stirrer

2+1
Year
Warranty*

- › Agitateur magnétique puissant et compact pour des applications en laboratoire et en production
- › Unité d'entraînement robuste avec indice de protection IP 64
- › Doté d'un accouplement magnétique avec des aimants en néodyme haute performance
- › Vitesse de démarrage réglable qui empêchant la barre aimantée de se détacher
- › En combinaison avec les cadres de montage I-MAG SP, il est possible de mélanger efficacement jusqu'à 300 litres d'eau dans de grands récipients

référence: 0020014226

~~€ 4.201~~ € 3.780,90

-10%



SP 150

SP 300

Accessoires

I-MAG SP 150/SP 300 Platform extension

2+1
Year
Warranty*


- › Cadres de montage en acier inoxydable pour l'extension de l'empreinte au sol et de la capacité de charge de l'agitateur industriel I-MAG
- › Conçues pour des cuves d'une capacité maximale d'environ 150/300 litres et une charge maximale de 200/400 kg

référence: 0020102994 | 0020102996

~~€ 504 | € 756~~
€ 453,60 | € 680,40

-10%

Mélanger, chauffer,
refroidir – tout en un



+ PETTE 100 – 1000 µl
offert



Thermoshaker

MATRIX Orbital Delta F0.5

2+1
Year
Warranty*

- › Grand écran clair avec une structure de menu pratique
- › Le boîtier en aluminium moulé sous pression garantit un positionnement sûr, une excellente stabilité et une grande robustesse au quotidien
- › Mélange rapide et efficace des liquides avec une vitesse pouvant atteindre 2000 tr/min et amplitude d'agitation de 3 mm
- › Les rampes programmables permettent l'exécution automatique des tâches de mélange et de chauffage

référence: 0010006255

~~€ 2.736~~ € 2.462,40

-10%