

S.A. Sartorius Belgium N.V.

Rue Colonel Bourg / Kolonel Bourgstraat 105 - 1030 Brussel / Bruxelles
rcb/hrb 598406 - tva/btw BE 0456.749.937

Tel: 02/481.84.12
Fax: 02/481.84.11

Mail: service.belgium@sartorius.com
Web: www.sartorius.be



Test rapport

Weeginstrument

Klant: Sartorius Belgium	Rapport Nr.: PRX - 210224 - 12	N
Stad: 1030 Brussel		
Dienst: QC 101		

Toestel	Metrologische gegevens
Type: MCA224S-2CEU-I	Max = 220g
Serienummer: 12345678	d = 0.0001g
Intern Id. Nr.: Weegschaal 1	e = 0.001 g l

Gebruikte referenties	Omgeving	Toleranties volgens:
Gewichtenset Nr: GWI 9571 E2 v	Stabiel	EN45501 period.

Herhaalbaarheid (≈ 1/2 Max)				Hoeklast (≈ 1/3 Max)			
Weging Nr.	Vóór	Na		Positie	Vóór	Na	
1	100.0000 g			1	69.9999 g		
2	100.0000 g			2	69.9999 g		
3	100.0000 g			3	69.9999 g		
				4	70.0000 g		
				5	69.9999 g		
Vóór 0 g				MTF 0.002 g			
Na Niet uitgevoerd				Vóór Binnen tolerantie			
MTF 0.002 g				Na Niet uitgevoerd			
				Ref Display			

Lineariteit				Besluit	
load	Vóór	Na	MTF		
1 g	1.0000 g		0.001 g	Vóór interventie Toestel binnen tolerantie Uitgevoerde werken Waterpas stellen v Interne calibratie v Justeren van het toestel Herstelling van het toestel MA: temp. controle	
20 g	20.0000 g		0.001 g		
50 g	50.0000 g		0.001 g		
100 g	100.0000 g		0.002 g		
150 g	149.9999 g		0.002 g		
200 g	199.9999 g		0.002 g		
Vóór Binnen tolerantie				Na interventie	
Na Niet uitgevoerd				Toestel binnen tolerantie	

Opmerkingen	

V3.03

Interventiedatum 24/02/2021

Technicus: Philippe Roex

Volgend nazicht: 02/2022

Handtekening: