

IKA® Ultra Turrax Homogénéiseurs - Disperseurs - Fragmentation

Ultra Turrax T10 basic, T18 digital, T25 digital, T50 digital, T65 basic / digital

Tarif 2022



www.imlab.eu

imLab

www.imlab.eu

info@imlab.be - Tél. : +32 (0)16 73 55 72

info@imlab.fr - Tél. : +33 (0)3 20 55 19 11

Imlab sprl - Oude Vijvers, 1
3370 Boutersem - Belgique

Imlab sarl - Centre d'Affaires de l'Horlogerie
48 rue des Canonnières - 59000 Lille - France

IKA® Blue Line

Ultra-Turrax / Disperseurs-homogénéiseurs

Référence	Description	IKA®	Prix en € / excl. TVA
Disperseurs-homogénéiseurs			
Moteurs ULTRA-TURRAX®			
0003737000	T 10 basic ULTRA-TURRAX Homogénéiseur/Disperseur T10, Livré avec bras de fixation R200 et coffret de rangement, mais sans statif, sans noix de serrage, ni outils de dispersion. Plage de vitesse: 8.000 à 30.000 tr/min (cadran gradué), volumes de 0,5 à 100 ml.		€ 1,300.00
0003720000	T 18 digital ULTRA-TURRAX Homogénéiseur / disperseur T18 basic Ultra-Turrax. Plage de vitesse: 3.000 à 25.000 tr/min (affichage digital), volumes de 1 à 1500 ml. A compléter avec base statif et noix de serrage, et outil de dispersion.		€ 1,475.00
0009022800	T 18 digital ULTRA-TURRAX® Package comprenant le T 18 digital ULTRA-TURRAX et l'outil de dispersion S18N-19G . A compléter avec base statif et noix de serrage. Plage de vitesse: 3.000 à 25.000 tr/min (affichage digital), volumes de 1 à 1500 ml.		€ 2,155.00
0003725000	T 25 digital ULTRA-TURRAX Homogénéiseur / disperseur T25 Digital Ultra-Turrax. Plage de vitesse: 3.000 à 25.000 tr/min (affichage digital), volumes de 1 à 2000 ml. A compléter avec base statif et noix de serrage, et outil de dispersion.		€ 2,155.00
0025002560	T 25 easy clean digital		€ 2,120.00
0025002500	T25 easy clean control Disperser		€ 2,610.00
0003787000	T 50 digital ULTRA-TURRAX® , Homogénéiseur / disperseur. Plage de vitesse: 500 à 10.000 tr/min (affichage digital), volumes de 0,25 à 30 litres H2O. A compléter avec base statif et noix de serrage, et outil de dispersion.		€ 3,431.00
0004023500	T 65 basic ULTRA-TURRAX , Homogénéiseur / disperseur. Vitesse fixe: 7 500 tr/min (affichage digital), volumes de 2 à 50 litres H2O, tension 3 x 400 / 3 x 230 V- 50Hz. A compléter avec base statif et noix de serrage, et outil de dispersion.		€ 5,068.00
0004234500	T 65 digital ULTRA-TURRAX , Homogénéiseur / disperseur. Plage de vitesse: 1.000 à 9.500 tr/min (affichage digital), volumes de 2 à 50 litres H2O, tension 3 x 400 / 3 x 230 V- 50/60Hz. A compléter avec base statif et noix de serrage, et outil de dispersion.		€ 8,070.00



AJOUTER AU PANIER

IKA® Blue Line

Ultra-Turrax / Disperseurs-homogénéisateurs

Référence	Description	IKA®	Prix en € / excl. TVA
Outils de dispersion			
Inline Disperser System and Accessories			
0010006856	UTL 25 digital Inline ULTRA-TURRAX, Disperseur - NEW		€ 9,630.00
0002518000	DK 25.11, Flow chamber - NEW		€ 3,723.00
0002562500	AD 25, Mounting support for DK 25.11 - NEW		€ 898.00
0002563000	S 25 KV - 25 G-IL Outil de dispersion - NEW		€ 2,854.00
0002830200	S 25 KV - 25 F-IL Outil de dispersion - NEW		€ 2,854.00
Outil de dispersion pour T 10			
0004446500	S 10 N - 8 G - ST Outil de dispersion, saw-tooth, Ø8 mm		€ 1,338.00
0004446700	S 10 N - 10 G - ST Outil de dispersion, saw-tooth, Ø10 mm		€ 1,338.00
0003304000	S10 N - 5 G, Outil de dispersion pour T 10, Ø5 mm		€ 1,235.00
0003305500	S10 N - 8 G, Outil de dispersion pour T 10, Ø8 mm		€ 1,235.00
0003370100	S10 N - 10 G, Outil de dispersion pour T 10, Ø10 mm		€ 1,235.00
0020002076	S10 D-7 G-KS-65, outil de dispersion disposable, Ø 7 mm, livré par 24 pièces		€ 440.00
0020002075	S10 D-7 G-KS-110, outil de dispersion disposable, Ø 7 mm, livré par 24 pièces		€ 496.00
Outil de dispersion pour T 18 basic			
L004639	S 18 N - 10 G outil de dispersion pour T18, Ø10 mm		€ 1,065.00
L004640	S 18 N - 19 G outil de dispersion pour T18, Ø19 mm		€ 1,065.00
0003452400	S 18 D - 10 G - outil de dispersion, Ø10 mm, 12 Pc		€ 265.00
0003452300	S 18 D - 14 G - outil de dispersion, Ø14 mm, 12 Pc		€ 265.00
0003452500	S 18/25-ET50 Tube jetable 50 ml pour travailler en système clos		€ 6.50
Outil de dispersion pour T 25 basic			
0004446900	S 25 N - 8 G - ST Outil de dispersion tranchant pour échantillons de type tissus et fibreux		€ 1,488.00
0004447100	S 25 N - 10 G - ST Outil de dispersion pour échantillons de type tissus et fibreux		€ 1,157.00
0004447300	S 25 N - 18 G - ST Outil de dispersion pour échantillons de type tissus et fibreux		€ 1,163.00
0004447500	S 25 N - 25 G - ST Outil de dispersion pour échantillons de type tissus et fibreux		€ 1,488.00
0001024200	S 25 N - 8 G outil de dispersion pour T25		€ 1,469.00
0000594000	S 25 N - 10 G outil de dispersion pour T25		€ 1,102.00
0000593400	S 25 N - 18 G outil de dispersion pour T25		€ 1,102.00
0002348000	S 25 KV - 18 G outil de dispersion pour T25		€ 1,956.00
0001713300	S 25 N - 25 G outil de dispersion pour T25		€ 1,409.00
0002466900	S 25 KV - 25 G outil de dispersion pour T25		€ 2,059.00
0001713800	S 25 N - 25 F outil de dispersion pour T25		€ 1,488.00
0002404000	S 25 KV - 25 F outil de dispersion pour T25		€ 2,162.00
0020008825	S 25 KV 2802 - Dissolver stirrer, high speed		€ 1,994.00
0003452200	S25 D-10 G-KS, outil de dispersion, Ø 10 mm, livré par 10 pièces		€ 265.00
0003452100	S25 D-14 G-KS, outil de dispersion, Ø 14 mm, livré par 10 pièces		€ 265.00
0020002971	S 25 - KD - 18 G - ST, Outil de dispersion, Ø18 mm		€ 1,432.00
0020002972	S 25 - KD - 25 G, Outil de dispersion, Ø25 mm		€ 1,631.00
0020002973	S 25 - KD - 18 G - ST, Outil de dispersion, saw-tooth, Ø18 mm		€ 1,488.00
0020002974	S 25 - KD - 25 G - ST, Outil de dispersion, saw-tooth, Ø25 mm		€ 1,776.00
0020002975	S 25 - KD - 25 F, Outil de dispersion, Ø25 mm		€ 1,818.00
0025007321	S 25 KD - LR - 25 G, Outil de dispersion, Ø25 mm		€ 1,929.00
0025007322	S 25 KD - LR - 25 F, Outil de dispersion, Ø25 mm		€ 1,983.00
0003754000	Silentstream		€ 21.00
0003452500	S 18/25-ET50 - Disposable tube		€ 6.50
0020003013	TS 25-3 - Cleaning tool		€ 99.00
0020006595	CT.15 - Cleaning tube		€ 133.00

IKA® Blue Line

Ultra-Turrax / Disperseurs-homogénéisateurs

Référence	Description	IKA®	Prix en € / excl. TVA
Outil de dispersion pour T 25 easy clean			
0020108996	S 25 EC - C - 18 G Dispersing element, Ø18 mm for T 25 easy clean - NEW		€ 1,281.00
0020108997	S 25 EC - C - 25 G Dispersing element, Ø25 mm for T 25 easy clean - NEW		€ 1,337.00
0025007215	S 25 EC - C - 25 F Dispersing element, Ø25 mm for T 25 easy clean		€ 1,475.00
0025007399	S 25 EC - C - 18 G - ST Dispersing element, Ø18 mm for T 25 easy clean		€ 1,362.00
0025002590	S 25 EC - C - 25 G - ST Dispersing element, Ø25 mm for T 25 easy clean		€ 1,418.00
0020108998	S 25 EC - T - C - 18 G Dispersing element, Ø18 mm for T 25 easy clean, temperature sensor - NEW		€ 1,507.00
0020108999	S 25 EC - T - C - 25 G Dispersing element, Ø18 mm for T 25 easy clean, temperature sensor - NEW		€ 1,564.00
0025007398	S 25 EC - T - C - 18 G - ST Dispersing element, Ø18 mm for T 25 easy clean, temperature sensor - NEW		€ 1,588.00
0025002595	S 25 EC - T - C - 25 G - ST Dispersing element, Ø25 mm for T 25 easy clean, temperature sensor		€ 1,645.00
0025007199	S 25 EC - T - C - 25 F Dispersing element, Ø25 mm for T 25 easy clean, temperature sensor		€ 1,702.00
0025007380	HS 25 EC - DW Holder S 25 EC for dish washer		€ 85.00
Outil de dispersion pour T 50 basic			
0008003200	S 50 KG - HH - G 45 G Outil de dispersion, Ø45 mm		€ 4,352.00
0010000648	S 50 KG - HH - G 45 G - ST, Outil de dispersion, Ø45 mm		€ 4,352.00
0008003500	S 50 KG - HH - G 45 M Outil de dispersion, Ø45 mm		€ 4,639.00
0008004100	S 50 KG - HH - G 45 F Outil de dispersion, Ø45 mm		€ 4,796.00
0008003000	S 50 N - G 45 G Outil de dispersion, Ø45 mm		€ 2,874.00
0008003300	S 50 N - G 45 M outil de dispersion pour T50, Ø45 mm		€ 3,161.00
0008003900	S 50 N - G 45 F outil de dispersion pour T50, Ø45 mm		€ 3,318.00
0008039500	S 50 N - G 45 G - ST Outil de dispersion pour échantillons de type tissus et fibreux, Ø45 mm		€ 2,874.00
0010000629	S 50 KD - G 45 G, Outil de dispersion, Ø45 mm		€ 3,861.00
0010000632	S 50 KD - G 45 G - ST, Outil de dispersion, Ø45 mm		€ 3,861.00
0010000630	S 50 KD - G 45 M, Outil de dispersion, Ø45 mm		€ 4,148.00
0010000631	S 50 KD - G 45 F, Outil de dispersion, Ø45 mm		€ 4,305.00
0001689300	R 50 arbre d'agitation "haute vitesse"		€ 2,093.00
0001289800	R 1405 hélice Ø 45 mm		€ 204.00
0001243300	R 1402 disque dissolvant Ø 42 mm		€ 283.00
0008005100	S 50 N - W 65 SK tête coupante, Ø65 mm		€ 3,222.00
0008006300	S 50 N - W 80 SMK tête à jet mélangeur, Ø80 mm		€ 3,016.00
Outil de dispersions for T 65 D			
0008005500	S 65 KG - HH - G 65 G outil de dispersion pour T65, Ø65 mm		€ 4,359.00
0008005700	S 65 KG - HH - G 65 M outil de dispersion pour T65, Ø65 mm		€ 4,653.00
0008005900	S 65 KG - HH - G 65 F outil de dispersion pour T65, Ø65 mm		€ 4,833.00
0010001665	S 65 C - G 65 G outil de dispersion pour T65, Ø65 mm		€ 3,805.00
0010001666	S 65 C - G 65 M Outil de dispersion, Ø65 mm		€ 4,099.00
0010001667	S 65 C - G 65 F Outil de dispersion, Ø65 mm		€ 4,279.00
0010000641	S 65 KD - G 65 G Outil de dispersion, Ø65 mm		€ 3,916.00
0010000642	S 65 KD - G 65 M Outil de dispersion, Ø65 mm		€ 4,210.00
0010000643	S 65 KD - G 65 F Outil de dispersion, Ø65 mm		€ 4,390.00
0020008388	D 60 Dissolver, Ø60 mm		€ 496.00
0020008389	D 80 Dissolver, Ø80 mm		€ 550.00


[AJOUTER AU PANIER](#)

IKA® Blue Line

Ultra-Turrax / Disperseurs-homogénéiseurs

Référence	Description	IKA®	Prix en € / excl. TVA
Accessoires mécaniques généraux			
Statifs			
0003386000	R 104 statif pour Ultra-Turrax T10		€ 163.00
0003160000	R 1825 Statif à base rectangulaire - tige de Ø 16 x H 560mm		€ 281.00
0003160100	R 1826 Statif à base rectangulaire - tige de Ø16 x H 800mm		€ 309.00
0003160200	R 1827 Statif à base rectangulaire - tige de Ø16 x H 1000mm		€ 330.00
0001412000	R 2722 statif en H, base de 460x420mm, hauteur de 1010 mm, diamètre de la tige 34 mm		€ 675.00
0001412100	R 2723 statif télescopique en H, base de 460x420mm, hauteur de 620-1010 mm, diamètre de la tige 34 mm, levée 390 mm		€ 1,251.00
0001608000	T 653 - statif télescopique, base support de 460x530mm, hauteur de 1200 mm, diamètre de la tige 34 mm, levée 500-1000 mm, spécialement conçu pour le T65D Ultra-Turrax		€ 1,763.00
0001643000	R 474 - statif télescopique, base support de 460x530mm, hauteur de 1200 mm, diamètre de la tige 34 mm, levée 500-1000 mm, spécialement conçu pour le RW47 D agitateur à hélice		€ 1,763.00
0000738700	R 472 - statif sur sol, base de 950x950mm, hauteur de 2020 mm, diamètre de la tige 34 mm, levée 980-1860 mm, spécialement conçu pour le RW47 D agitateur à hélice ou autres appareils		€ 3,747.00
0020002900	R 2850, Floor stand, H1900mm		€ 2,755.00
0020018378	R 6547 H Floor stand, hydraulic		€ 7,824.00
0020018383	R 6547.1 Container clamping device for R 6547 H / E floor stand		€ 3,416.00
Éléments de fixation			
0002437700	H 44 noix de serrage, plage de serrage sur statif 10-11 mm, plage de serrage sur bras 11 mm		€ 33.00
0003372000	R 200 noix de serrage pour le T10 Ultra-Turrax, diamètre longueur du bras de fixation de 8/130 mm		€ 35.00
0002657700	R 182 noix de serrage, plage de serrage sur statif 6-16 mm, plage de serrage sur bras 6-16 mm		€ 88.00
0002657800	R 270 noix de serrage, plage de serrage sur statif de 25-36 mm, plage de serrage sur bras de 5 à 21 mm		€ 116.00
0002664000	R 271 noix de serrage, plage de serrage sur statif 34 mm, plage de serrage sur bras 16 mm		€ 187.00
0001752900	R 350 noix universelle		€ 110.00
0003008600	RH 3 attache souple, pour diamètre de statif de 8-16 mm, pour diamètre de récipient de 40-300 mm		€ 286.00
0003159000	RH 5 attache souple, pour diamètre de statif de 25-36 mm, pour diamètre de récipient de 40-300 mm, livré avec une noix R270		€ 353.00
0004022400	Lift Manuel		€ 298.00



AJOUTER AU PANIER

IKA® Blue Line

Ultra-Turrax / Disperseurs-homogénéisateurs

Référence	Description	IKA®	Prix en € / excl. TVA
Logiciel de laboratoire			
Software for measuring, controlling and regulating laboratory devices			
0020017366	Labworldsoft 6 Pro Laboratory software - download		€ 9,809.00
0020019397	Labworldsoft 6 Starter Laboratory software - download		€ 4,299.00
0020018014	Labworldsoft 6 Pro Update Laboratory software - download		€ 1,962.00
0020019398	Labworldsoft 6 Starter Update Laboratory software - download		€ 860.00
0020019399	Labworldsoft 6 Starter Upgrade Laboratory software - download		€ 5,511.00
0020105873	Labworldsoft 6 Advanced Laboratory software - download - NEW		€ 7,490.00
0020105874	Labworldsoft 6 Advanced Update Laboratory software - download - NEW		€ 1,498.00
0020022767	Labworldsoft 6 Pro + 5 Years Support Laboratory software - download		€ 17,657.00
Expert Key + Adapter			
0020005486	Expert Key 100 eco Data collection system laboratory		€ 5,356.00
0020005485	Expert Key 100 pro Data collection system industry		€ 5,781.00
0020004314	RV 10 A 1 Adapter valve for Expert Key		€ 117.00
0020004315	PT 100.1 A 1 Adapter LEMO for Expert Key		€ 79.00
0020004316	PT 1000 A 1 Adapter DIN 6 for Expert Key		€ 81.00
0020004317	PT 100.10 A 1 Adapter DIN 5 for Expert Key		€ 32.00
Data Cables			
0002616700	PC 1.1 Cable, length 3 m		€ 38.00
0002756000	PC 1.5 Cable, length 2.5 m		€ 42.00
0002700700	PC 2.1 Cable, length 5 m		€ 16.10
0002616800	PC 1.2 Adapter, 25 pins		€ 61.00
0002755900	PC 1.4 Adapter, 9 pins (F), 15 pins (M)		€ 80.00
0002753200	PC 2.2 Adapter, 9 pins (F), 25 pins (M)		€ 61.00
0003127800	DTM 12.10 Data cable, length 2.5 m, 9 pins (F)		€ 342.00
0020021255	USB 3.0 EXT 10 USB 3.0 extension cable 10 m		€ 136.00
Interface extensions			
0020003456	USB SER 4 USB-serial converter 4 ports		€ 363.00
0020018480	USB SER 8 USB-serial converter 8 ports		€ 624.00
0020018736	USB SER 16 USB-serial converter 16 ports		€ 1,079.00
0020021256	USB Hub 2.0 4 Ports USB hub 2.0 4 ports		€ 91.00
0020021257	USB Hub 2.0 7 Ports USB hub 2.0 7 ports		€ 171.00
0020101935	USB ISO USB isolator		€ 158.00
0003192000	ETH SER 4 Ethernet-serial converter 4 ports		€ 1,419.00
0020021350	ETH SER 8 Ethernet-serial converter 8 ports		€ 1,802.00
0020021351	ETH SER 16 Ethernet-serial converter 16 ports		€ 2,158.00
0008017500	PCI 8.2 Plug-in card, 25 pins		€ 1,285.00
Accessories Labworldsoft			
0020003454	Multi Power Switch Switchable multiple connector strip		€ 86.00

Conditions de vente:

Prix hors TVA en EUR

Frais transport: sur demande

Délai de livraison: sur demande

Paiement: sur demande

Garantie : 2 ans



AJOUTER AU PANIER