

# IKA® Agitateurs - Secoueurs et Agitateurs Incubateurs

Vortex, MS 3, VXR basic, KS 130, KS 260, HS 260, HS 501, KS 3000i, KS 4000i

Tarif 2022



[www.imlab.eu](http://www.imlab.eu)

info@imlab.be - Tél. : +32 (0)16 73 55 72

Imlab sprl - Oude Vijvers, 1  
3370 Boutersem - Belgique

**imLab**

[www.imlab.eu](http://www.imlab.eu)

info@imlab.fr - Tél. : +33 (0)3 20 55 19 11

Imlab sarl - Centre d'Affaires de l'Horlogerie  
48 rue des Canonniers - 59000 Lille - France

## IKA® Blue Line

### Agitateurs-secoueurs, Agitateurs incubateurs

| Référence  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IKA® | Prix en € / excl. TVA |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
|            | <b>Agitateurs-secoueurs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                       |
|            | <b>Shakers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                       |
| 0004002000 | <b>Rocker 2D basic</b> à affichage LED digital, Agitateur-secoueur à balancement 2D pour un mélange dans des ballons, flacons de culture, boîtes de Petri et tubes, capacité maxi de 2 kg, vitesse de 5-80 rpm, angle de basculement de 8°, plateau d'agitation superposable, Tapis de caoutchouc anti-glissement fourni, Utilisation entre 4 et 50 °C dans des incubateurs, supports en option                                                  |      | € 881.00              |
| 0004003000 | <b>Rocker 2D digital</b> à affichage LED digital, Agitateur-secoueur à balancement 2D pour un mélange dans des ballons, flacons de culture, boîtes de Petri et tubes, capacité maxi de 2 kg, vitesse de 5-80 rpm, angle de basculement réglable de 2,5° à 15°, avec minuterie 1s à 99h59min, plateau d'agitation superposable, Tapis de caoutchouc anti-glissement fourni, Utilisation entre 4 et 50 °C dans des incubateurs, supports en option |      | € 937.00              |
| 0004000000 | <b>Rocker 3D basic</b> sans affichage, Agitateur-secoueur à balancement 3D pour un mélange dans des ballons, flacons de culture, boîtes de Petri et tubes, capacité maxi de 2 kg, vitesse fixe de 30 rpm, angle de basculement de 8°, plateau d'agitation superposable, Tapis de caoutchouc anti-glissement fourni, Utilisation entre 4 et 50 °C dans des incubateurs, supports en option                                                        |      | € 937.00              |
| 0004001000 | <b>Rocker 3D digital</b> à affichage LED digital, Agitateur-secoueur à balancement 2D pour un mélange dans des ballons, flacons de culture, boîtes de Petri et tubes, capacité maxi de 2 kg, vitesse de 5-80 rpm, angle de basculement réglable de 0° à 15°, avec minuterie 1s à 99h59min, plateau d'agitation superposable, Tapis de caoutchouc anti-glissement fourni, Utilisation entre 4 et 50 °C dans des incubateurs, supports en option   |      | € 991.00              |
| 0004010000 | <b>Roller 6 basic</b> , Agitateur rotatif à 6 rouleaux à mouvements rotatif et de balancement doux, vitesse fixe de 30 rpm, sans affichage, Utilisation entre 4 et 50 °C dans des incubateurs                                                                                                                                                                                                                                                    |      | € 1,488.00            |
| 0004011000 | <b>Roller 6 digital</b> , Agitateur rotatif à 6 rouleaux à mouvements rotatif et de balancement doux, affichage digital de la vitesse, plage de vitesse de 5 à 80 rpm, avec minuterie 1s à 99h59min, Utilisation entre 4 et 50 °C dans des incubateurs                                                                                                                                                                                           |      | € 1,542.00            |
| 0004012000 | <b>Roller 10 basic</b> , Agitateur rotatif à 10 rouleaux à mouvements rotatif et de balancement doux, vitesse fixe de 30 rpm, sans affichage, Utilisation entre 4 et 50 °C dans des incubateurs                                                                                                                                                                                                                                                  |      | € 1,818.00            |
| 0004013000 | <b>Roller 10 digital</b> , Agitateur rotatif à 10 rouleaux à mouvements rotatif et de balancement doux, affichage digital de la vitesse, plage de vitesse de 5 à 80 rpm, avec minuterie 1s à 99h59min, Utilisation entre 4 et 50 °C dans des incubateurs                                                                                                                                                                                         |      | € 1,873.00            |



AJOUTER AU PANIER

## IKA® Blue Line

### Agitateurs-secoueurs, Agitateurs incubators

| Référence                                       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IKA®</b> | Prix<br>en € / excl. TVA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 0004005000                                      | <b>Trayster basic</b> , agitateur à rotation totale autour d'un axe, vitesse fixe de 20 rpm, sans affichage, pour tubes type Eppendorf, Greiner jusque 50 ml, capacité maxi de 2 kg, Utilisation entre 4 et 50 °C dans des incubateurs                                                        |             | € 881.00                 |
| 0004006000                                      | <b>Trayster digital</b> , agitateur à rotation totale autour d'un axe, vitesse réglable de 5 à 80 rpm, affichage LED digital, avec minuterie 1s à 99h59min, pour tubes type Eppendorf, Greiner jusque 50 ml, capacité maxi de 2 kg, Utilisation entre 4 et 50 °C dans des incubateurs         |             | € 937.00                 |
| 0004015000                                      | <b>Loopster basic</b> , agitateur rotatif avec grand disque support de tubes pour tubes type Eppendorf, Greiner jusque 50 ml, vitesse fixe de 30 rpm, sans affichage, capacité maxi de 2 kg, Utilisation entre 4 et 50 °C dans des incubateurs                                                |             | € 793.00                 |
| 0004016000                                      | <b>Loopster digital</b> , agitateur rotatif avec grand disque support de tubes pour tubes type Eppendorf, Greiner jusque 50 ml, vitesse réglable de 5 à 80 rpm, affichage LED digital, avec minuterie 1s à 99h59min, capacité maxi de 2 kg, Utilisation entre 4 et 50 °C dans des incubateurs |             | € 851.00                 |
| <b>Agitateurs-secoueurs à mouvement orbital</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                          |
| 0004047700                                      | <b>VORTEX 1 Agitateur-secoueur</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |             | € 330.00                 |
| 0003365000                                      | <b>Lab dancer</b> , secoueur à mouvement orbital pour tubes à essais, tubes Eppendorf..., vitesse fixe 2800 tpm, , fonctionnement par pression du tube                                                                                                                                        |             | € 220.00                 |
| 0025004320                                      | hula dancer basic orbital shaker                                                                                                                                                                                                                                                              |             | € 320.00                 |
| 0025003634                                      | hula dancer digital orbital shaker                                                                                                                                                                                                                                                            |             | € 374.00                 |
| 0025000258                                      | <b>Vortex 2</b> Orbital shaker                                                                                                                                                                                                                                                                |             | € 261.00                 |
| 0003617000                                      | <b>MS 3 basic</b> minisecoueur à mouvement orbital, vitesse 0 à 3000 tpm, affichage gradué, livré en standard avec support standard MS 3.1, support universel MS 3.3 et plateau unilatéral MS 1.21, fonctionnement en continu et par impulsion                                                |             | € 606.00                 |
| 0003319000                                      | MS 3 digital orbital shaker                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | € 827.00                 |
| 0020016017                                      | <b>MS 3 control</b> orbital shaker                                                                                                                                                                                                                                                            |             | € 881.00                 |
| 0003340000                                      | <b>Vortex Genius 3</b> agitateur-secoueur à mouvement orbital, pour tubes à essais et autres suivant supports interchangeableables en option, vitesse fixe 500 à 2500 tpm par cadran gradué, fonctionnement en continu et par impulsion                                                       |             | € 408.00                 |
| 0002819000                                      | <b>VXR basic</b> IKA-Vibrax® agitateur-secoueur à mouvement orbital, amplitude de 4 mm, vitesse de 0 à 2200 tpm, affichage gradué, différents supports en option, capacité charge max. admissible de 2 kg avec support                                                                        |             | € 1,598.00               |
| 0003208000                                      | <b>MTS 2/4 digital</b> agitateur de microtitration digital pour 2 ou 4 plaques de microtitration, amplitude de 3 mm, vitesse de 0 à 1100 tpm, affichage gradué, fonctionnement en continu ou minuterie digitale 1 à 99 min <sup>-1</sup>                                                      |             | € 1,702.00               |



AJOUTER AU PANIER

## IKA® Blue Line

### Agitateurs-secoueurs, Agitateurs incubators

| Référence                                                                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IKA®</b> | Prix<br>en € / excl. TVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 0002980000                                                                            | <b>KS 130 basic</b> , petit secoueur, orbital, amplitude de 4 mm, vitesse de 80 à 800 tpm, affichage gradué par LED, différents supports en option, capacité charge max. admissible de 2 kg avec support, fonctionnement en continu ou minuterie digitale 5 à 50 min                                                                                                                                          |             | € 1,653.00               |
| 0002980100                                                                            | <b>KS 130 control</b> , petit secoueur orbital à affichage digital, amplitude de 4 mm, vitesse de 0 à 800 tpm, affichage digital, différents supports en option, capacité charge max. admissible de 2 kg avec support, fonctionnement en continu ou minuterie digitale 0 à 9h 59 min, avec positionnement du point final intégré ( <b>possibilité</b> d'effectuer un prélèvement d'échantillon avec un robot) |             | € 2,424.00               |
| 0004278200                                                                            | <b>KS 130 control NOL</b> (NOL = <b>Sans</b> Positionnement du point final intégré ( <b>Impossibilité</b> d'effectuer un prélèvement d'échantillon avec un robot)                                                                                                                                                                                                                                             |             | € 2,424.00               |
| 0003066600                                                                            | <b>HS 260 basic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | € 2,644.00               |
| 0003066700                                                                            | <b>HS 260 control</b> , avec positionnement du point final intégré ( <b>possibilité d'effectuer un prélèvement d'échantillon avec un robot</b> )                                                                                                                                                                                                                                                              |             | € 3,306.00               |
| 0004278600                                                                            | <b>HS 260 control NOL</b> (NOL = Sans Positionnement du point final intégré ( <b>Impossibilité</b> d'effectuer un prélèvement d'échantillon avec un robot)                                                                                                                                                                                                                                                    |             | € 3,306.00               |
| 0025002982                                                                            | <b>HS 501 digital plus</b> Horizontal shaker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | € 4,904.00               |
| 0002980200                                                                            | <b>KS 260 basic</b> , secoueur de laboratoire, orbital, amplitude de 10 mm, vitesse de 20 à 500 tpm, affichage gradué par LED, différents supports en option, capacité charge max. admissible de 7,5 kg avec support, fonctionnement en continu ou minuterie digitale 5 à 50 min                                                                                                                              |             | € 2,644.00               |
| 0002980300                                                                            | KS 260 control NOL Orbital shaker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | € 3,306.00               |
| 0004278400                                                                            | <b>KS 260 control NOL</b> (NOL = <b>Sans</b> Positionnement du point final intégré ( <b>Impossibilité</b> d'effectuer un prélèvement d'échantillon avec un robot)                                                                                                                                                                                                                                             |             | € 3,306.00               |
| 0025002985                                                                            | <b>KS 501 digital</b> Orbital shaker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | € 4,904.00               |
| <b>Agitateurs-secoueurs à mouvement de va-et-vient</b><br><b>Agitateur-incubateur</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                          |
| 0003940000                                                                            | <b>KS 3000 i control</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | € 5,405.00               |
| 0003940100                                                                            | <b>KS 3000 ic control</b> with built-in cooling spiral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | € 6,178.00               |
| 0003510000                                                                            | <b>Incubateur – secoueur orbital KS4000i control</b> , livré avec sonde PT 1000.60, vitesse d'agitation de 10 à 500 tpm, température de RT+5°C à + 80°C, minuterie de 0 à 999h à compléter avec différents support au choix.                                                                                                                                                                                  |             | € 6,541.00               |
| 0003510100                                                                            | <b>Incubateur – secoueur orbital KS4000ic control</b> , livré avec sonde PT 1000.60 et serpentín de refroidissement intégré pour le raccordement à une unité de refroidissement externe, vitesse d'agitation de 10 à 500 tpm, température de RT-10°C à + 80°C, minuterie de 0 à 999h à compléter avec différents support au choix.                                                                            |             | € 7,260.00               |



AJOUTER AU PANIER

## IKA® Blue Line

### Agitateurs-secoueurs, Agitateurs incubators

| Référence                                    | Description                             | <b>IKA®</b> | Prix<br>en € / excl. TVA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Accessoires pour agitateurs-secoueurs</b> |                                         |             |                          |
| <b>Accessoires Rocker</b>                    |                                         |             |                          |
| 0004581700                                   | A 2 second level attachment             |             | € 69.00                  |
| 0004532000                                   | RD 1 Universal mat                      |             | € 22.00                  |
| 0004532100                                   | RD 2 Burled mat                         |             | € 24.00                  |
| 0004532200                                   | TB 1 Tray, 28x5 ml, Ø12 mm              |             | € 38.00                  |
| 0004532300                                   | TB 2 Tray, 16x15 ml, Ø16 mm             |             | € 38.00                  |
| 0004532400                                   | TB 3 Tray, 14x30 ml, Ø25 mm             |             | € 38.00                  |
| 0004532500                                   | TB 4 Tray, 10x30 ml, Ø28 mm             |             | € 38.00                  |
| <b>Accessoires Loopster</b>                  |                                         |             |                          |
| 0004524000                                   | DS 1 Tube attachment, 48x1.5 ml, Ø10 mm |             | € 206.00                 |
| 0004524100                                   | DS 2 Tube attachment, 24x5 ml, Ø12 mm   |             | € 147.00                 |
| 0004524200                                   | DS 3 Tube attachment, 20x15 ml, Ø16 mm  |             | € 147.00                 |
| 0004524300                                   | DS 4 Tube attachment, 12x30 ml, Ø25 mm  |             | € 147.00                 |
| 0004524400                                   | DS 5 Tube attachment, 12x50 ml, Ø28 mm  |             | € 147.00                 |
| 0004524500                                   | DS 6 Universal disc                     |             | € 126.00                 |
| 0004524600                                   | DS 6.1 Spare clips, Ø10 mm, VE 12 St.   |             | € 38.00                  |
| 0004524700                                   | DS 6.2 Spare clips, Ø12 mm, VE 12 St.   |             | € 38.00                  |
| 0004524800                                   | DS 6.3 Spare clips, Ø16 mm, VE 12 St.   |             | € 38.00                  |
| 0004524900                                   | DS 6.4 Spare clips, Ø25 mm, VE 12 St.   |             | € 38.00                  |
| 0004525000                                   | DS 6.5 Spare clips, Ø28 mm, VE 12 St.   |             | € 38.00                  |
| <b>Accessories Trayster</b>                  |                                         |             |                          |
| 0004525100                                   | TR 1 Tube insert, 24x1.5 ml, Ø10 mm     |             | € 45.00                  |
| 0004525200                                   | TR 2 Tube insert, 24x5 ml, Ø12 mm       |             | € 45.00                  |
| 0004525300                                   | TR 3 Tube insert, 12x15 ml, Ø16 mm      |             | € 45.00                  |
| 0004525400                                   | TR 4 Tube insert, 6x50 ml, Ø28 mm       |             | € 45.00                  |



**AJOUTER AU PANIER**

## IKA® Blue Line

### Agitateurs-secoueurs, Agitateurs incubators

| Référence                                                              | Description                                                         | <b>IKA®</b> | Prix<br>en € / excl. TVA |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Accessoires pour MS 3 basic / digital, Vortex 4 basic / Digital</b> |                                                                     |             |                          |
| 0003426300                                                             | MS 3.1 Standard attachment                                          |             | € 17.20                  |
| 0003426600                                                             | MS 3.3 Universal attachment                                         |             | € 17.20                  |
| L001540                                                                | MS 1.21 One-hand insert                                             |             | € 25.00                  |
| 0025005776                                                             | MS 1.30 Attachement for 0,5 ml tubes                                |             | € 52.00                  |
| L001840                                                                | MS 1.31 Test tube insert, 14xØ10 mm                                 |             | € 54.00                  |
| L001850                                                                | MS 1.32 Test tube insert, 6xØ12 mm                                  |             | € 54.00                  |
| L001860                                                                | MS 1.33 Test tube insert, 4xØ16 mm                                  |             | € 54.00                  |
| L001830                                                                | MS 1.34 Test tube insert                                            |             | € 26.00                  |
| 0003426400                                                             | MS 3.4 Microtiter plate attachment                                  |             | € 54.00                  |
| 0003428000                                                             | MS 3.5 PCR plate attachment, 96-well                                |             | € 54.00                  |
| <b>Accessoires pour VORTEX 2, Genius 3</b>                             |                                                                     |             |                          |
| 0003341200                                                             | VG 3.1 Support standard pour tubes à essais                         |             | € 11.80                  |
| 0003342300                                                             | VG 3.2 Plateau unilatéral, rond 88 mm                               |             | € 25.00                  |
| 0020008398                                                             | VG 3.21 Rubber mat                                                  |             | € 22.00                  |
| 0003342400                                                             | VG 3.3 Support universel, 150mm                                     |             | € 27.00                  |
| 0025005779                                                             | VG 3.30 Attachment for PCR-tubes, 0,2ml                             |             | € 34.00                  |
| 0003344300                                                             | VG 3.31 Plateau pour 54 tubes à essais EPENDORF ( pour VG 3.3 )     |             | € 65.00                  |
| 0003343900                                                             | VG 3.32 Plateau pour 18 tubes à essais 10 mm ( pour VG 3.3 )        |             | € 34.00                  |
| 0003344000                                                             | VG 3.33 Plateau pour 12 tubes à essais 12 mm ( pour VG 3.3 )        |             | € 34.00                  |
| 0003344100                                                             | VG 3.34 Plateau pour 8 tubes à essais 16 mm ( pour VG 3.3 )         |             | € 34.00                  |
| 0003344200                                                             | VG 3.35 Plateau pour 8 tubes à essais 20 mm ( pour VG 3.3 )         |             | € 34.00                  |
| 0003342100                                                             | VG 3.36 Erlenmeyer flask attachment for 1 Erlenmeyer/round flask    |             | € 34.00                  |
| 0003344400                                                             | VG 3.37 Microtiter plate attachment for 1 standard microtiter plate |             | € 34.00                  |
| <b>Accessoires pour VXR</b>                                            |                                                                     |             |                          |
| 0000607200                                                             | VX 1 plateau, 1-250 ml                                              |             | € 102.00                 |
| 0000568900                                                             | VX 2 portoir pour tubes à essais, 36xØ16 mm                         |             | € 420.00                 |
| 0020018016                                                             | VX 2E.n Eppendorf attachment, 64x1.5 ml                             |             | € 408.00                 |
| 0000953300                                                             | VX 7 support à plateau                                              |             | € 297.00                 |
| 0000910400                                                             | VX 8 support universel                                              |             | € 713.00                 |
| 0003627700                                                             | VX 11 support de base pour portoirs à tubes à essai                 |             | € 155.00                 |
| 0003659000                                                             | VX 11.1 Portoir pour tubes à essai, type "Eppendorf", 70xØ10 mm     |             | € 155.00                 |
| 0003659100                                                             | VX 11.2 Portoir pour tubes à essai, 41xØ12 mm                       |             | € 155.00                 |
| 0003659200                                                             | VX 11.3 Portoir pour tubes à essai, 32xØ16 mm                       |             | € 118.00                 |
| 0003659300                                                             | VX 11.4 Portoir pour tubes à essai, 18xØ20 mm                       |             | € 118.00                 |
| 0025005778                                                             | VX 11.5 Attachment for 50 ml tubes                                  |             | € 106.00                 |
| 0025005777                                                             | VX 11.6 Attachment for 30 ml tubes                                  |             | € 106.00                 |
| 0003375400                                                             | VX 8.1 Rouleau de fixation de rechange pour VX8                     |             | € 40.00                  |
| <b>Accessoires pour KS 130 basic / control</b>                         |                                                                     |             |                          |
| 0008017300                                                             | AS 130.1 support universel, pour KS 130 basic / control             |             | € 356.00                 |
| 0003115000                                                             | AS 130.2 support à pince, pour KS 130 basic / control               |             | € 107.00                 |
| 0003120000                                                             | AS 130.3 support à plateau, pour KS 130 basic / control             |             | € 102.00                 |
| 0003120300                                                             | AS 130.4 portoir pour tubes à essais, pour KS 130 basic / control   |             | € 240.00                 |



AJOUTER AU PANIER

## IKA® Blue Line

### Agitateurs-secoueurs, Agitateurs incubators

| Référence                                           | Description                                                             | <b>IKA®</b> | Prix<br>en € / excl. TVA |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Accessoires pour KS / HS 260 basic / control</b> |                                                                         |             |                          |
| 0008017400                                          | AS 260.1 support universel, pour KS/HS basic260 basic / control         |             | € 594.00                 |
| 0003115500                                          | AS 260.2 support à pince, pour KS/HS basic 260 basic / control          |             | € 154.00                 |
| 0003120600                                          | AS 260.3 support à plateau, pour KS/HS basic 260 basic / control        |             | € 129.00                 |
| 0003120900                                          | AS 260.5 pour ampoules à décanter, pour KS/HS basic 260 basic / control |             | € 619.00                 |
| <b>Accessoires pour KS / HS 501 digital</b>         |                                                                         |             |                          |
| 0008000200                                          | AS 501.1 support universel, pour secoueur KS / HS 501 digital           |             | € 1,786.00               |
| 0002341100                                          | AS 501.4 support à pince, pour secoueur KS / HS 501 digital             |             | € 1,189.00               |
| 0002339600                                          | AS 501.5 support à plateau, pour secoueur KS / HS 501 digital           |             | € 238.00                 |
| 0008000300                                          | AS 501.2 pour ampoules à décanter, pour secoueur KS / HS 501 digital    |             | € 1,905.00               |
| 0008000400                                          | AS 501.3 pour ampoules à décanter, pour secoueur KS / HS 501 digital    |             | € 1,548.00               |
| 0008000500                                          | AS 501.6 pour ampoules à décanter, pour secoueur KS / HS 501 digital    |             | € 2,740.00               |
| <b>Accessoires</b>                                  |                                                                         |             |                          |
| 0003148000                                          | AS 1.30 support de base pour AS 130.1                                   |             | € 301.00                 |
| 0003149000                                          | AS 1.60 support de base pour AS 260.1                                   |             | € 543.00                 |
| 0002339700                                          | AS 1.10 support de base pour AS 501.1                                   |             | € 804.00                 |
| 0003030500                                          | AS 1.31 rouleaux de fixation pour AS 130.1                              |             | € 33.00                  |
| 0003030501                                          | AS 1.61 rouleaux de fixation pour AS 260.1                              |             | € 41.00                  |
| 0002339800                                          | AS 1.11 rouleaux de fixation pour AS 501.1                              |             | € 75.00                  |
| 0001268400                                          | AS 1.6 étrier de fixation AS 501.1                                      |             | € 52.00                  |
| 0001269200                                          | AS 1.7 étrier de fixation AS 501.1                                      |             | € 73.00                  |
| 0002594500                                          | AS 1.12 barre de fixation pour AS 1.10                                  |             | € 149.00                 |
| 0002597000                                          | AS 1.13 support à rodage pour AS 1.10                                   |             | € 144.00                 |
| 0003920000                                          | STICKMAX, tapis adhésif universel                                       |             | € 55.00                  |
| 0020016475                                          | AS 2.0 Fixing clips, 10 ml                                              |             | € 50.00                  |
| 0001234300                                          | AS 2.1 pince (25 ml)                                                    |             | € 26.00                  |
| 0001234400                                          | AS 2.2 pince (50 ml)                                                    |             | € 26.00                  |
| 0001234500                                          | AS 2.3 pince (100 ml)                                                   |             | € 26.00                  |
| 0001234600                                          | AS 2.4 pince (200 ml)                                                   |             | € 50.00                  |
| 0001234700                                          | AS 2.5 pince (500 ml)                                                   |             | € 50.00                  |
| 0003819300                                          | AS 2.6 Halteklammer; Fixing clip (1.000 ml)                             |             | € 50.00                  |
| 0020016476                                          | AS 2.7 Hatleklammer; Fixing clip (2.000 ml)                             |             | € 70.00                  |
| <b>Accessories for KS 4000 i / ic control</b>       |                                                                         |             |                          |
| 0008022200                                          | AS 4000.1 Universal attachment                                          |             | € 949.00                 |
| 0003710100                                          | AS 4000.2 Fixing clip attachment                                        |             | € 792.00                 |
| 0003710000                                          | AS 4000.3 Dish attachment                                               |             | € 208.00                 |
| 0003710200                                          | AS 1.400 Basic holder                                                   |             | € 543.00                 |
| 0003712000                                          | AS 1.401 Clamping roll                                                  |             | € 53.00                  |
| 0003712300                                          | AS 1.402 Fastening screw                                                |             | € 8.60                   |

**Conditions de vente:**

Prix hors TVA en EUR

Frais transport: sur demande

Délai de livraison: sur demande

Paiement: sur demande

Garantie : 2 ans



AJOUTER AU PANIER