

**Tuyaux ISMATEC****TARIF 2021****ID= diamètre interne ; WS= épaisseur paroi ; AD= diamètre externe**

Référence	Type	ID mm	WS mm	AD mm	EURO HT
<b>ISMAPRENE (PharMed®), 3 ARRÊTS (Shore 64)</b>					
<b>PRIX POUR UN PAQUET DE 12 TUYAUX</b>					
SC0303A	orange-bleu	0,25	0,91	2,07	<b>117,00</b>
SC0304A	orange-vert	0,38	0,91	2,2	<b>117,00</b>
SC0305A	orange-jaune	0,51	0,91	2,33	<b>117,00</b>
SC0306A	orange-blanc	0,64	0,91	2,46	<b>117,00</b>
SC0307A	noir-noir	0,76	0,84	2,44	<b>117,00</b>
SC0308	orange-orange	0,89	0,84	2,57	<b>117,00</b>
SC0309A	blanc-blanc	1,02	0,84	2,7	<b>117,00</b>
SC0310A	rouge-rouge	1,14	0,84	2,82	<b>117,00</b>
SC0311	gris-gris	1,3	0,84	2,98	<b>117,00</b>
SC0312A	jaune-jaune	1,42	0,84	3,1	<b>117,00</b>
SC0313A	jaune-bleu	1,52	0,84	3,2	<b>117,00</b>
SC0314A	bleu-bleu	1,65	0,84	3,33	<b>117,00</b>
SC0315A	vert-vert	1,85	0,84	3,53	<b>117,00</b>
SC0316A	violet-violet	2,06	0,84	3,74	<b>117,00</b>
SC0317	violet-noir	2,29	0,84	3,97	<b>117,00</b>
SC0318A	violet-orange	2,54	0,84	4,22	<b>117,00</b>
SC0319A	violet-blanc	2,79	0,94	4,67	<b>117,00</b>

Référence	Type	ID mm	WS mm	AD mm	EURO HT
<b>ISMAPRENE (PharMed®), 2 ARRÊTS (Shore 64)</b>					
<b>PRIX POUR UN PAQUET DE 6 TUYAUX</b>					
SC0320A	orange-bleu	0,25	0,91	2,07	<b>49,00</b>
SC0321	orange-vert	0,38	0,91	2,2	<b>49,00</b>
SC0323	orange-blanc	0,64	0,91	2,46	<b>49,00</b>
SC0324A	noir-noir	0,76	0,84	2,44	<b>49,00</b>
SC0325	orange-orange	0,89	0,84	2,57	<b>49,00</b>
SC0326A	blanc-blanc	1,02	0,84	2,7	<b>49,00</b>
SC0328	gris-gris	1,3	0,84	2,98	<b>49,00</b>
SC0329	jaune-jaune	1,42	0,84	3,1	<b>49,00</b>
SC0330A	jaune-bleu	1,52	0,84	3,2	<b>49,00</b>
SC0331	bleu-bleu	1,65	0,84	3,33	<b>49,00</b>
SC0332A	vert-vert	1,85	0,84	3,53	<b>49,00</b>
SC0333A	violet-violet	2,06	0,84	3,74	<b>49,00</b>
SC0334A	violet-noir	2,29	0,84	3,97	<b>49,00</b>
SC0335A	violet-orange	2,54	0,84	4,22	<b>49,00</b>

ID= diamètre interne ; WS= épaisseur paroi ; AD= diamètre externe

Référence	Type	ID mm	WS mm	AD mm	EURO HT
<b>ISMAPRENE (PharMed®), Meterware (Shore 64)</b>					
<b>PRIX POUR UN ROULEAU DE 7,5 m de TUYAU</b>					
MF0009A	A	0,8	1,6	4	<b>101,00</b>
MF0010A	B	1,6	1,6	4,8	<b>116,00</b>
MF0012A	C	3,2	1,6	6,4	<b>120,00</b>
MF0011A	D	4,8	1,6	8	<b>118,00</b>
MF0013A	E	6,4	1,6	9,6	<b>141,00</b>
MF0014A	F	8	1,6	11,2	<b>156,00</b>
MF0015A	J	6,4	3,2	12,8	<b>239,00</b>
MF0016A	K	9,5	3,2	15,9	<b>252,00</b>
MF0034A	L	12,7	3,2	19,1	<b>285,00</b>
SC0696A		15,9	3,2	22,3	<b>319,00</b>

Référence	Type	ID mm	WS mm	AD mm	EURO HT
<b>ISMAPRENE (PharMed®), Meterware (Shore 64)-</b>					
<b>Tuyaux d'extension pour tuyaux à 2 et 3 arrêts</b>					
<b>PRIX POUR UN ROULEAU DE 3 m de TUYAU</b>					
SC0337		0,25	0,91	2,07	<b>74,00</b>
SC0338		0,38	0,91	2,2	<b>29,00</b>
SC0339		0,51	0,91	2,33	<b>29,00</b>
SC0340		0,64	0,91	2,46	<b>29,00</b>
SC0341		0,76	0,84	2,44	<b>29,00</b>
SC0342		0,89	0,84	2,57	<b>29,00</b>
SC0343		1,02	0,84	2,7	<b>29,00</b>
SC0344		1,14	0,84	2,82	<b>29,00</b>
SC0345		1,3	0,84	2,98	<b>29,00</b>
SC0346		1,42	0,84	3,1	<b>29,00</b>
SC0347		1,52	0,84	3,2	<b>29,00</b>
SC0348		1,65	0,84	3,33	<b>29,00</b>
SC0349		1,85	0,84	3,53	<b>29,00</b>
SC0350		2,06	0,84	3,74	<b>29,00</b>
SC0351		2,29	0,84	3,97	<b>29,00</b>
SC0352		2,54	0,84	4,22	<b>29,00</b>
SC0353		2,79	0,84	4,47	<b>29,00</b>

Conditions de vente 2021

Colonne Prix euro HT = prix de vente HORS TAXES, TVA 20% en sus

Frais transport sur demande