

Tygon LMT-55, tuyaux pour pompes péristaltiques

Tuyaux ISMATEC

Sans DEHP et sans phtalates

Peu coûteux pour applications générales de laboratoire

TARIF 2021

Tuyau 2 stop // Tuyau 2 arrêts // Tuyau 2 cavaliers

Tygon  
LMT-55

Tuyau 2-stop pour cassettes CA



Un paquet = 12 tuyaux

Longueur totale tuyau = 400 mm

Tuyau Tygon LMT-55 à 2 arrêts pour cassettes MS/CA, **paquet de 12 tuyaux**

Référence	code couleur	Ø int mm	Ép. Paroi mm	Ø ext mm	Prix paquet EUR HTVA
SC0188T	orange-noir	0,13	0,91	1,95	€ 40,30
SC0001T	orange-rouge	0,19	0,91	2,01	€ 40,30
SC0002T	orange-bleu	0,25	0,91	2,07	€ 40,30
SC0003T	orange-vert	0,38	0,91	2,2	€ 40,30
SC0004T	vert-jaune	0,44	0,91	2,26	€ 40,30
SC0005T	orange-jaune	0,51	0,91	2,33	€ 40,30
SC0006T	blanc-jaune	0,57	0,91	2,39	€ 40,30
SC0007T	orange-blanc	0,64	0,91	2,46	€ 40,30
SC0008T	noir-noir	0,76	0,84	2,44	€ 40,30
SC0009T	orange-orange	0,89	0,84	2,57	€ 40,30
SC0010T	blanc-noir	0,95	0,84	2,63	€ 40,30
SC0011T	blanc-blanc	1,02	0,84	2,7	€ 40,30
SC0012T	blanc-rouge	1,09	0,84	2,77	€ 40,30
SC0013T	rouge-rouge	1,14	0,84	2,82	€ 40,30
SC0014T	rouge-gris	1,22	0,84	2,9	€ 40,30
SC0015T	gris-gris	1,3	0,84	2,98	€ 40,30
SC0016T	jaune-jaune	1,42	0,84	3,1	€ 40,30
SC0017T	jaune-bleu	1,52	0,84	3,2	€ 40,30
SC0018T	bleu-bleu	1,65	0,84	3,33	€ 40,30
SC0019T	bleu-vert	1,75	0,84	3,43	€ 40,30
SC0020T	vert-vert	1,85	0,84	3,53	€ 40,30
SC0021T	violet-violet	2,06	0,84	3,74	€ 40,30
SC0022T	violet-noir	2,29	0,84	3,97	€ 40,30
SC0023T	violet-orange	2,54	0,84	4,22	€ 40,30
SC0024T	violet-blanc	2,79	0,84	4,47	X
SC0222T	noir-blanc	3,17	0,84	4,85	€ 40,30

Remarque:

Les tuyaux TYGON LMT-55 remplacent les tuyaux Tygon ST R-3603/3607 qui sont supprimés dès 2016

**Tygon**  
**LMT-55**



**Tuyau extension**

Un rouleau = 10 METRES

Longueur totale tuyau = 10 METRES

**Tuyau Tygon LMT-55 POUR EXTENSION**

**( pour s'adapter et prolonger les tuyaux à 2 arrêts pour cassettes CA ou à 3 arrêts pour cassettes MS/CA )**

**Livré par rouleau de 10 m**

Référence	Ø int mm	Ép. paroi mm	Ø ext mm	Prix rouleau HTVA
SC0226T	0.13	0,91	1,95	€ 49,40
SC0025T	0.19	0,91	2,01	€ 52,80
SC0026T	0.25	0,91	2,07	€ 52,80
SC0027T	0.38	0,91	2,2	€ 52,80
SC0028T	0.44	0,91	2,26	€ 52,80
SC0029T	0.51	0,91	2,33	€ 52,80
SC0030T	0.57	0,91	2,39	€ 52,80
SC0031T	0.64	0,91	2,46	€ 52,80
SC0032T	0.76	0,84	2,44	€ 52,80
SC0033T	0.89	0,84	2,57	€ 52,80
SC0034T	0.95	0,84	2,63	€ 52,80
SC0035T	1.02	0,84	2,7	€ 52,80
SC0036T	1.09	0,84	2,77	€ 52,80
SC0037T	1.14	0,84	2,82	€ 52,80
SC0038T	1.22	0,84	2,9	€ 52,80
SC0039T	1.30	0,84	2,98	€ 52,80
SC0040T	1.42	0,84	3,1	€ 52,80
SC0041T	1.52	0,84	3,2	€ 52,80
SC0042T	1.65	0,84	3,33	€ 52,80
SC0043T	1.75	0,84	3,43	€ 52,80
SC0044T	1.85	0,84	3,53	€ 52,80
SC0045T	2.06	0,84	3,74	€ 52,80
SC0046T	2.29	0,84	3,97	€ 52,80
SC0047T	2.54	0,84	4,22	€ 52,80
SC0048T	2.79	0,84	4,47	€ 52,80
SC0223T	3.17	0,84	4,85	€ 52,80


**Tuyau Tygon LMT-55 standard ( sans arrêts ) , Livré par rouleau de 15 mètres**
**( Pour pompes sans cassettes )**

Référence	Ø int mm	Ép. Paroi mm	Ø ext mm	Prix rouleau EUR HTVA
SC0355T	0,8	1,6	4,0	X
SC0373T	1,6	1,6	4,8	X
SC0691T	2,4	1,6	5,6	€ 55,10
SC0374T	3,2	1,6	6,4	€ 63,80
SC0462T	4,0	1,6	7,2	€ 69,80
SC0379T	4,8	1,6	8,0	€ 84,40
SC0375T	6,4	1,6	9,6	€ 104,40
SC0376T	8	1,6	11,2	€ 143,00
SC0383T	9,5	1,6	12,7	€ 137,00
SC0384T	11,1	1,6	14,3	X
SC0500T	4,8	2,4	9,6	€ 137,00
SC0501T	6,4	2,4	11,2	€ 166,00
SC0502T	8	2,4	12,7	€ 171,00
SC0503T	9,5	2,4	14,3	€ 178,00
SC0504T	11,1	2,4	15,9	€ 214,00
SC0505T	12,7	2,4	17,5	€ 255,00
SC0506T	15,9	2,4	20,7	€ 274,00
SC0694T	4,8	3,2	11,2	€ 185,00
SC0380T	6,4	3,2	12,8	€ 188,00
SC0535T	8	3,2	14,4	€ 258,00
SC0381T	9,5	3,2	15,9	€ 246,00
SC0534T	11,1	3,2	17,5	€ 258,00
SC0382T	12,7	3,2	19,1	€ 295,00
SC0695T	15,9	3,2	22,3	€ 384,00

**Avantages :**

- transparent
- adaptés à la plupart des produits chimiques inorganiques
- Surface interne lisse
- Faible perméabilité aux gaz
- Non oxydants et non contaminants
- Pour la plupart des applications, dure 3 x plus que le Tygon R-3603
- Domaine de température de -50°C à + 74°C

Dureté (coefficient Shore A) : 55

Stérilisation par autoclavage ( 30' à 1 bar et 121°C ), par gaz oxyde d'éthylène

Non recommandés pour les solvants

Conditions de vente 2021  
 Prix de vente en EURO HORS TVA  
 Frais transport sur demande  
 Paiement: sur demande