

Tuyau Tygon LMT-55 standard ( sans arrêts ) , Livré par **rouleau de 15 mètres**

( Pour pompes sans cassettes )

Sans DEHP et sans phtalates

Peu coûteux pour applications générales de laboratoire

Tuyaux ISMATEC  
TARIF 2021

**Tygon**  
**LMT-55**



**Tuyau standard**

Un rouleau = 15 METRES

Longueur totale tuyau = 15 METRES

| Référence | Ø int<br>mm | Ép. Paroi<br>mm | Ø ext<br>mm | Prix paquet<br>EUR HTVA |
|-----------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| SC0355T   | 0,8         | 1,6             | 4,0         | X                       |
| SC0373T   | 1,6         | 1,6             | 4,8         | X                       |
| SC0691T   | 2,4         | 1,6             | 5,6         | € 55,10                 |
| SC0374T   | 3,2         | 1,6             | 6,4         | € 63,80                 |
| SC0462T   | 4,0         | 1,6             | 7,2         | € 69,80                 |
| SC0379T   | 4,8         | 1,6             | 8,0         | € 84,40                 |
| SC0375T   | 6,4         | 1,6             | 9,6         | € 104,40                |
| SC0376T   | 8           | 1,6             | 11,2        | € 143,00                |
| SC0383T   | 9,5         | 1,6             | 12,7        | € 137,00                |
| SC0384T   | 11,1        | 1,6             | 14,3        | X                       |
| SC0500T   | 4,8         | 2,4             | 9,6         | € 137,00                |
| SC0501T   | 6,4         | 2,4             | 11,2        | € 166,00                |
| SC0502T   | 8           | 2,4             | 12,7        | € 171,00                |
| SC0503T   | 9,5         | 2,4             | 14,3        | € 178,00                |
| SC0504T   | 11,1        | 2,4             | 15,9        | € 214,00                |
| SC0505T   | 12,7        | 2,4             | 17,5        | € 255,00                |
| SC0506T   | 15,9        | 2,4             | 20,7        | € 274,00                |
| SC0694T   | 4,8         | 3,2             | 11,2        | € 185,00                |
| SC0380T   | 6,4         | 3,2             | 12,8        | € 188,00                |
| SC0535T   | 8           | 3,2             | 14,4        | € 258,00                |
| SC0381T   | 9,5         | 3,2             | 15,9        | € 246,00                |
| SC0534T   | 11,1        | 3,2             | 17,5        | € 258,00                |
| SC0382T   | 12,7        | 3,2             | 19,1        | € 295,00                |
| SC0695T   | 15,9        | 3,2             | 22,3        | € 384,00                |

**Avantages :**

- transparent
- adaptés à la plupart des produits chimiques inorganiques
- Surface interne lisse
- Faible perméabilité aux gaz
- Non oxydants et non contaminants
- Pour la plupart des applications, dure 3 x plus que le Tygon R-3603
- Domaine de température de -50°C à + 74°C

Dureté (coefficient Shore A) : 55

Stérilisation par autoclavage ( 30' à 1 bar et 121°C ), par gaz oxyde d'éthylène

Non recommandés pour les solvants

Conditions de vente

Prix de vente en EURO HORS TVA

Frais transport sur demande

Paiement: sur demande